

Mikroskopo Leica DM4000 B demonstracija Jūsų laboratorijoje.

UAB Labochemia LT kartu su puikiai žinomu gamintoju Leica microsystems suteikia progą išmėginti mikroskopą „DM4000 B“ Jūsų įstaigoje. Be jokio atlygio mes Jums pristatysime naują mikroskopą, sumontuosime, pademonstruosime jo funkcionalumą ir, jei pageidausite, paliksime keletą dienų (o gal ir ilgesniam laikui) pas Jus. Demonstracija galima ir mūsų biure Vilniuje, Vilkpėdės g. 22. Demonstracijas pradėsime nuo 21-os šių metų savaitės.



Mikroskopo charakteristikos:

- Šviesaus ir tamsaus lauko mikroskopavimas;
- Pusiau apochromatiniai objektyvai;
- 100W galios praeinančios šviesos iliuminatorius;
- Motorizuotas kondensoriaus ir praeinančios šviesos ašies komponentų valdymas;
- Duomenų išvestis į ekraną apie esamą mikroskopo konfigūraciją (bendrą didinimą, kontrastavimo techniką, k.t.);
- Skaitmeninė Leica kamera su programine įranga.

Lauksime Jūsų kvietimų atvykti!

Kilus neaiškumams mielai suteiksime papildomą informaciją tel. 5 2750746, mob. 614-10905 fax. 5 2757980, el-paštu: rolanas.gudliauskas@labochemia.lt

Pagarbiai,

Rolanas Gudliauskas

Produkto vadovas