

VOKIŠKA KOKYBĖ UŽ PATRAUKLIĄ KAINĄ



MMM Group

Laboratorinės džiovinimo spintos

ECOCELL, DUROCELL

VENTICELL, STERICELL

VACUCELL

Laboratoriniai inkubatoriai

INCUCELL, INCUCELL V

FRIOCELL, CLIMACELL

CO2CELL



UAB „LABOCHEMA LT“
Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius
Tel. (5) 2750746
Faks.: (5) 2757980
El. paštas: labochema@labochema.lt

www.labochema.lt



Džiovinimo spintos

Natūralus oro srautas

ECOCELL

Džiovinimo spinta nekelianti triukšmo su labai švelniu oro srautu.

Tūris: 22,55,111,222,404,707 L
Darbo temperatūra iki 300 °C

DUROCELL

Vidus padengtas apsauginiu Epolon sluoksniu. Skirta dirbti su agresyviomis medžiagomis.

Tūris: 22,55,111,222 L
Darbo temperatūra iki 125 °C

Vakuumas

VACUCELL

Galimybė džiovinti inertinėje atmosferoje.

Tūris: 22,55,111 L
Darbo temperatūra iki 200 °C

Priverstinis oro srautas

VENTICELL

speciali vėdinimo sistema sukuria tolygų temperatūros pasiskirstymą visoje kameroje.

Tūris: 22,55,111,222,404,707L
Darbo temperatūra iki 300 °C



Inkubatoriai

Inkubatoriai su natūraliu / priverstiniu oro srautu

INCUCELL / INCUCELL V

Inkubatoriai su natūralia ar priverstine oro cirkuliacija. Tylus veikimas ypač maži temperatūros nuokrypiai.

Tūris: 22,55,111,222,404,707 L
Darbo temperatūra iki 99,9 °C

Šaldantys inkubatoriai

FRIOCELL

Šaldantis inkubatorius su priverstine oro cirkuliacija. Ypač tiksli nustatymų parametų kontrolė.

Tūris: 22,55,111,222,404,707 L
Darbo temperatūra iki 70,0 °C

Klimatinės spintos

CLIMACELL

Šaldantis inkubatorius su priverstine oro cirkuliacija ir drėgmės kontrole. Tai patraukli alternatyva kontrolės kambariams.

Tūris: 111,222,404,707 L
Darbo temperatūra iki 90,0

CO₂ - atmosfera

CO2CELL

CO₂ inkubatoriai. IR sensorius kontroliuoja ir užtikrina reikiamą CO₂ kiekį kameroje.

Darbo temperatūra iki 50 °C
Drėgmė iki 95%.



Sterilizatoriai

STERICELL CE 0123

Karšto oro sterilizatorius. Procesas greitas ir tikslus puikiai tinka medicinos ir veterinarijos klinikoms, farmacijos ir sveikatos priežiūros laboratorijoms.

Tūris: 22,55,111,222,404 L
Darbo temperatūra iki 250 °C

STERILAB

UNISTER

Kompaktiški, tvirti ir ekonomiški. Naujos kartos garų sterilizatoriai. Ten, kur reikia aukštos kokybės, greičio ir praktiškumo.

Temperatūros riba nuo 100 - 134 °C

Tūris: 15,20 ir 25 L

Tūris: 70 iki 1490 L



Platus pasirinkimas įrangos, jungtis prie kompiuterio. Galimybė rinktis iš dviejų tipų valdiklių:

STANDART



- 3 programos
- RS232 jungtis
- Start / Stop atidėjimo funkcija
- Garsinis signalas įvykus klaidai
- Laiko riba iki 99 val. 59 min

COMFORT



- 6 programos
- Atminties kortelė asmeninėms programoms išsaugoti
- Start / Stop atidėjimo funkcija
- Garsinis signalas įvykus klaidai
- Kaitinimo / šaldymo greičio parinkimas
- Programavimas pagal laiką
- Programų ciklai
- Valdiklio užraktas

Programa WarmComm3 leidžia Jums stebėti įrenginių darbą, fiksuoti parametrų vertes, matyti grafinį vaizdavimą bei duomenis išsaugoti ir net siųsti šiuos failus el. paštu. Papildomai įranga galima atlikti parametrų nustatymą kompiuteriu.