

UAB „Labochema LT“, viena didžiausių laboratorinių baldų gamintojų ir tiekėjų Baltijos šalyse. Šiandien grupę sudaro įmonės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Mūsų įmonių grupė gerai žinoma kaip gaminanti bei tiekianti tik žinomų gamintojų produktus, išsiskiriančius aukšta kokybe.

STELAŽAI



- Stelažai gaminami iš miltelinio būdu dažyto plieno arba nerūdijančio plieno.
- Priklausomai nuo stelažo modelio, jie gali būti surenkami su varžtais arba be jų.
- Reguliuojamas lentynų aukštis.
- Lentynos gali būti pagamintos iš miltelinio būdu dažyto plieno, nerūdijančio plieno, medžio drožlių plokštės ir kt.
- Didžiausia leistina lentynų apkrova, priklausomai nuo stelažo, gali būti 50 kg, 90 kg ir 160 kg.
- Spalva - pilka.

Standartinių stelažų techniniai parametrai

| Išoriniai matmenys, mm | Ilgis: 800, 1000, 1200 mm Gylis: 300, 400, 600 mm Aukštis: 1800 mm | Ilgis: 800, 1000, 1200 mm Gylis: 300, 400, 600 mm Aukštis: 2240 mm | Ilgis: 800, 1000, 1200 mm Gylis: 300, 400, 600 mm Aukštis: 2640 mm |
|------------------------|--|--|--|
| Lentynų skaičius, vnt | 5 lentynos | 6 lentynos | 7 lentynos |

Galime pagaminti ir nestandartinių matmenų stelažus, priklausomai nuo užsakovo pageidavimo.